

COBOTTA

統合制御抗がん剤調製システム

Integrated Control Anti-Cancer Drug Preparation System

DENSO
Crafting the Core

JMS

株式会社JMS様との
共同制作
Joint Production
with JMS Co., Ltd.

COBOTTAはORiNを搭載したコントローラと一体化しており、
様々な機器の制御が可能です。

COBOTTA is integrated with a controller equipped with ORiN,
which can control various devices.

装置に搭載されている機器をCOBOTTA1台で制御し、小型化、効率化を実現しました。
A single piece of COBOTTA controls the devices on equipment, realizing miniaturization and improving efficiency.

この装置で作業者の被曝を防ぎます。また、ロボット1台で自動化することで、
抗がん剤調製にかかる人手を減らし、間違いをなくします。

This system reduces the risks of radiation exposure of workers. The use of a robot eliminates two-person tasks for
preparing anti-cancer drugs and prevents errors.

